FAMED
Medical Solutions

Система подголовника DORO® - это нейрохирургическая приставка механической поддержки, которая используется в хирургии головы и шеи. В тех случаях, когда требуется жесткая фиксация головы, и когда используется интраоперационная томография. Система изготавливается из специального легкого, но прочного и жесткого сплава.







Система DORO® позволяет устанавливать голову пациента в нужное положение и удерживать в нем во время операции. В зависимости от необходимого положения пациента, она может быть установлена на боковые рельсы операционного стола или закреплена непосредственно на секции спины с помощью специального адаптора.




Существуют комплекты DORO® для операций «ЛЕЖА» или «СИДЯ», для детей и взрослых.

FAMED
Medical Solutions

Нейрохирургическая приставка DORO® для операционных столов выгодно отличается от большинства аналогов своими уникальными свойствами, такими как:

- Легкая и удобная установка
- Плавная и точная регулировка
- Стабильность, даже при использовании стерильных салфеток в несколько слоев
- Малый вес и удобство в использовании
- Эргономичные замки всех элементов
- Свободный доступ к операционному полю



Универсальный комплект DORO® для положений «ЛЕЖА» и «СИДЯ».



Дополнительно существует возможность «мягкой» фиксации с использованием специальных гелевых подушек.

При необходимости обеспечения возможности интра-операционной визуализации, рекомендуется использование специального не содержащего металлических частей черепного фиксатора DORO®.



Приставки DORO® с тефлоновым покрытием рекомендуется использовать для пациентов, входящих в группу высокого риска, поскольку специальное покрытие облегчает процесс очистки, дезинфекции и стерилизации.